

PRESENTATION DE L'ECRAN FACIAL (*)

- **Ecran personnel**, il peut être réutilisé mais ne doit pas **changer d'utilisateur**.
Nous recommandons donc que l'utilisateur inscrive son nom ou une marque distinctive au feutre indélébile (sur extérieur)
 - **La visière** doit toujours être à **l'extérieur** du serre tête.
 - Doit être **nettoyé après chaque usage et rangé dans un endroit propre et fermé** entre deux utilisateurs afin d'assurer qu'il ne soit contaminé.
 - Nettoyage à **l'eau de javel, ou eau savonneuse ou des produits d'entretien habituels** (en respectant le temps de contact indiqué), le port de gants est indispensable dans cette opération
 - A titre d'information, les produits efficaces contre le H1N1 (virus grippal enveloppé) sont à priori efficaces également contre le SRAS-CoV-2.
 - **Ne pas utiliser des solvants** pour le nettoyage.
Les recommandations ci-dessus ne concernent pas le milieu médical qui a des protocoles spécifiques.
 - La personne portant cet écran doit veiller à se positionner autant que possible face à son interlocuteur, **visière bien mise en écran** entre les visages. Réglage possible en profondeur.
 - Elle doit couvrir les yeux, le nez et la bouche.
 - Le produit est livré protégé par un film très fin sur chaque face. **Enlever le film de protection des 2 côtés de l'écran avant utilisation** (ce film est déposé par le fabricant de matière première avant même notre intervention).
 - **Par mesure de sécurité, positionner la sérigraphie vers l'extérieur afin d'éviter les éventuelles réactions cutanées avec l'encre.**
- CONFORMES aux dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes suivantes : Règlement 2016/425 Du Parlement Européen Et Du Conseil du 9 Mars 2016 relatif aux Équipements De Protection Individuelle
 - Conçus et construits en accord avec la norme suivante :
 - **EN 166** « Catégorie 1 : agressions mécaniques superficielles »



(*) S'il est une approche très pragmatique du problème rencontré, il ne dispense évidemment en rien des mesures barrières préconisées.